


출력 전달 시 진료기록부 제외 설정 방법 안내

처방 후 '출력전달'을 클릭할 때 진료기록부가 불필요하게 함께 출력되는 경우, 환경설정에서 출력 여부를 변경하여 제외할 수 있습니다.

- 1 진료실 환경설정에서 설정을 해제합니다.



- ① 진료실 상단의 '환경설정' 아이콘을 클릭합니다.
- ② '진료기록부' 탭을 선택합니다.
- ③ '진료기록부 인쇄 내용과 방법' 항목 내에 있는 출력방법을 '출력안함'으로 변경합니다.
- ④ '확인' 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

- 2 처방창으로 돌아와 '출력전달' 시 진료기록부가 출력되지 않는 것을 확인합니다.