

처방/병명 자동완성 기능 사용 방법 안내

처방이나 병명 입력 시 전체 명칭을 다 적지 않아도 목록이 나타나도록 설정하여 입력 속도를 단축할 수 있습니다.

01 진료실 환경설정 적용 방법

환경설정

처방확인 처방기재 가산 / 행위료 입력창 / 소리 환자선택 진료기록부 원외 처방전 화면 기타 기타 II

언어 설정

처방표시 [한글] 병명표시 [한글] 증상입력 [한글] 특이증상 [영문] 환자메모창 [한글]

처방입력 [영문] 병명입력 [한글] 검사입력 [영문] 특정내역 [한글] 명세서메모 [한글]

내복약 용량, 일투수(B)

☐ 이전 처방시 기재한 용량, 일투수

☒ 기초자료 설정된 용량, 일투수

☐ 기초자료 용량 1일때만 전처방 용량, 일투수

내복약 원내구분, 예외코드(B)

☒ 이전 처방시 기재한 원내구분, 예외코드

☐ 기초자료에 설정된 원내구분, 예외코드

처방입력 방법(M)

☐ 몸무게/나이 따라 용량 결정 시 다음줄로

내복약의 기본 일투수 [3] 일수 [1]

처방종류	다음줄 이동 위치
내복약	용법
외용약	용법
주사제	용법
기타	용법

증상, 병명, 처방의 입력(G)

☐ 엔터키 입력해도 다음 줄로 이동 안함

☒ 용법기재시 최초용법 자동입력

☒ 처방에서 병명 입력때 병명창으로 이동

☒ 병명에서 처방 입력때 처방창으로 이동

☒ 목록진료 풀림,안풀림 기능 사용

☒ 목록진료시 세부항목의 연결병명 적용

☒ 처방/상병 자동완성 사용(☒ 확장검색 ☒ 대소문자 구분)

☐ 목록처방시 몸무게/나이별 투여량 적용

☒ 병명/처방 모두삭제(Shift+Del) 안내 팝업

☐ 병명/처방 한줄삭제(Ctrl+Del) 키(Del) 변경

☒ 만성질환 관리료 자동산정 관리료 사용자코드 [ah200]

만성질환 관리 교육 기록 설정

처방/서식 연결 설정

기타 입력 기능 설정(E)

☒ 목록진료 풀어서 보기

☐ 예방접종 입력시 비청구로 설정

☒ 처방 복사할때 투약일수 일괄 설정

☒ 예방접종 풀어서 보기

☒ 전체 복사할때 증상복사

☒ 목록코드 입력할 때 투약일수 설정

☒ 낮병동 산정시 진찰료 포함

☒ 처방 복사할때 특정내역 적용

☒ 처방 복사할때 연결병명 적용

☐ 예방접종 멀티 입력

목록 표시문자 [=] 입력날짜 형식 [2026-03-13] 차트조회 년도 [2024] ~ [2026]

확인(O) 취소(C)

① 진료실 상단의 '환경설정' 아이콘을 클릭합니다.

② '처방기재'탭을 선택합니다.

③ '처방/상병 자동완성 사용'을 체크합니다.

④ '확인' 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

02 확장검색, 대소문자구분 설정 유무에 따른 차이점

1 확장검색 체크에 따른 차이점

- 확장검색 체크 시 '요'로 검색 시 명칭 중간에 '요'가 있어도 검색됩니다.

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	검	가산	특정내역
요										
lab1	요 일반검사[화학반응-장비측정]-4종까지									
urine10	요 일반검사[화학반응-장비측정]-10종까지									
:CH21007	(검진)요단백									
mx	미온삼투요법[1일당]									
aa255	재진진찰료-병원, 요양병원·한방병원·치과병원 내 의과									

- 확장검색 미체크 시 '요'로 검색 시 명칭의 맨앞이 '요'로 시작하는 명칭만 검색됩니다.

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	검	가산	특정내역
요										
1234	요 일반검사[화학반응-장비측정]-10종까지(진단검사 절가산(2%))									
b004	요침사현미경검사									
c378	요산									
d2201	요침사검사-[관찰판정-육안 장비측정]-유세 포분석법									
D2203000	요침사검사-[관찰판정-현미경]-Wet Smear(Direct Smear)을 시행한 경									

2 대소문자 구분에 따른 차이점

- 대소문자 구분 체크 시 대소문자를 구분하여 검색합니다.

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	검	가산	특정내역
d										
0001	일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-현미경]-적혈구수									
d0100	적혈구침강속도[관찰판정-육안 장비측정]-Infrared Ray법, Spin법									
d0320	분변-분변잠혈[정밀면역검사(정량)]									
d052	혈대사검사-[화학반응-장비측정]-혈결합능									
d1003	Prothrombin Time Test[So _d , Citrate]									

- 대소문자 구분 미체크 시 대소문자를 구분하지 않고 검색합니다.

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	검	가산	특정내역
d										
1606000	TSH[Serum]									
d1627000	Free T4[Serum]									
d1670000	CA19-9[C, S, F]									
d1671000	CA125[C, S, F]									
d1672000	PSA[Serum]									